

KIIREELLINEN turvallisuusilmoitus laitteen käyttäjille**Philips Respironics – Sleep and Respiratory Care****Ilmoitus monikäyttöisten lääkinnällisten tarvikkeidenjakelijoille / jälleenmyyjille / määrääville
hoitohenkilökunnalla****Vähäkontaktinen Amara View -nenä-suomaski****DreamWear-nenä-suomaski****Nenäpehmusteella varustettu DreamWisp-nenämaski****Wisp-nenämaskit ja Wisp Youth -nenämaskit****3100 NC/SP -hoitomaski**

Dec 08, 2022

Tässä asiakirjassa on tärkeitä tietoja magneetteja sisältävien maskien jatkuvasta turvallisesta käytöstä.

- Ilmoita kaikille asiaankuuluville henkilökunnan jäsenille seuraavat tiedot ja niihin liittyvät usein kysytyt kysymykset (Usein kysytyt kysymykset päivitetyistä vasta-aiheista ja vakavista varoituksista – Philips Respironicsin magneetteja sisältävien maskien korjaus). Asiakirjan sisältämien tietojen seuraamusten ymmärtäminen on tärkeää.
- Säilytä tämän asiakirjan kopiota magneetteja sisältävien maskien käyttöohjeen yhteydessä.

Arvoisa asiakas,

Seuraavat potilaskäyttöön tarkoitetut Philips Respironics -tuotteet (nenä-suomaskit ja nenämaskit) sisältävät magneetteja: vähäkontaktinen Amara View -nenä-suomaski, DreamWear-nenä-suomaski, nenäpehmusteella varustettu DreamWisp-nenämaski, Wisp-nenämaskit, Wisp Youth -nenämaskit ja 3100 NC/SP - Therapy maski.

Tämän turvallisuusilmoituksen tarkoitus on kertoa, että Philips Respironics tekee edellä mainittujen magneetteja sisältävien maskien nykyisiin vasta-aiheisiin ja vakaviin varoituksiin seuraavat päivitykset.

Vasta-aihe: Maskin käyttö on vasta-aiheista potilaille ja saman talouden jäsenille, hoitajille ja vuodekumppaneille, jotka voivat olla maskia käyttävien potilaiden lähellä, jos heillä on implantoituja laitteita, joihin magneetit voivat vaikuttaa.

Näihin laitteisiin kuuluvat muun muassa

- sydämentahdistimet
- rytmihäiriötahdistimet (ICD)
- hermostimulaattorit
- magneettiset metalli-implantit/elektrodit/venttiilit, jotka sijaitsevat yläraajoissa, keskivartalossa tai ylempänä (eli kaulassa tai päässä)
- aivo-selkäydinnestesuntit (CSF) (esim. ventrikuloperitoneaalinen [VP] suntti)
- aneurysmaklipsit
- emboliakoilit
- kallonsisäisen aneurysman suonensisäiset virtauksen katkaisulaitteet
- metalliset kallolevyt, ruuvit, porausaukkojen peitteet ja luun korvauslaitteet
- metallisirut silmässä
- silmäimplantit (esim. glaukoomaimplantit ja retinaimplantit)
- tietyt piilolinssit, joissa on metallia
- kuulon tai tasapainon palauttamiseen tarkoitetut implantit, joissa on implantoitu magneetti (kuten sisäkorvaimplantit, implantoidut luujohtumiseen perustuvat kuulolaitteet ja aivorunkoon asennetut kuuloimplantit)
- magneettiset hammasproteesien kiinnikkeet
- metalliset suolistoklipsit
- metalliset stentit (esim. aneurysma-, sydän-, keuhkoputki- ja sappiestentit)
- implantoitavat portit ja pumput (esim. insuliinipumput)

- kielen alapuoliset hermostimulaattorit
- laitteet, jotka on merkitty ei-turvalliseksi magneettikuvausympäristössä (MR)
- magneettiset metalli-implantit, joilla ei ole MR-merkintää tai joiden turvallisuutta magneettikentässä ei ole arvioitu

Vakava varoitus: Maskit sisältävät magneetteja, joiden muodostaman magneettikentän voimakkuus on 400 mT.

Paikallisten magneettikenttien mahdollisesti aiheuttamien haittojen välttämiseksi pidä maski aina vähintään 15,24 cm:n (6 tuuman) etäisyydellä kaikista muista lääkinnällisistä implanteista tai lääkinnällisistä laitteista, joiden toimintaan magneettikentät voivat vaikuttaa. Tämä ei koske vasta-aiheissa mainittuja laitteita. Tämä koskee myös potilaiden kanssa samassa taloudessa asuvia, hoitajia ja vuodekumppaneita, jotka voivat olla maskia käyttävien potilaiden lähellä.

1. Mikä on ongelmana ja missä tilanteessa se voi ilmetä

- Maskit, joita ongelmaa koskee, sisältävät magneetteja, jotka voivat vaikuttaa magneettikentille herkkien lääkinnällisten implanttien tai laitteiden toimintaan ja/tai saada ne liikkumaan paikaltaan.
- Lisätietoja on tämän ilmoituksen kohdissa Vasta-aihe ja Vakava varoitus.

2. Millainen vaara/haitta ongelmaan liittyy

- Mikäli maskin magneetit tuodaan alle 15,24 cm:n (6 tuuman) etäisyydelle metalli-implantista tai -laitteesta, magneetit voivat aiheuttaa laitteen poikkeavaa toimintaa, josta voi seurata vakavia vammoja. Tämä ei koske vasta-aiheissa mainittuja laitteita.
- Vuoden 2022 lokakuun 14. päivään mennessä on kertynyt 25 ilmoitettavaa tapahtumaa, jotka viittaavat siihen, että maskien magneetit ovat vaikuttaneet potilaiden lääkinnällisiin laitteisiin. Näitä tapahtumia ovat olleet esimerkiksi tahdistimen toiminnan häiriintyminen, tahdistimen vikaantuminen ja sen seurauksena vaihto uuteen, suntin säätämisen tarve, rytmihäiriötahdistimen (AICD) nollautuminen, kouristuskohaukset, defibrillaattorin ajoittainen sammuminen, rytmihäiriöt, epäsäännöllinen verenpaine, sydämensykkeen muutos ja kognitiiviset ongelmat.

3. Muutostyön alaiset tuotteet ja niiden tunnistaminen

Maskit, joita ilmoitus koskee, on esitetty kuvissa 1–5, ja niiden osanumerot ovat kuvassa 6 (seuraavalla sivulla). Maskien pääosin magneettikiinnikkeet on ympyröity. Määritä seuraavien kuvien (kuvat 1–5) ja osanumeroiden (kuva 6) avulla, sisältääkö hallussasi oleva tai potilaasi maski magneettisia pääosin kiinnikkeitä. Nämä maskit on tarkoitettu CPAP- tai kaksitasohoidon potilasliitännöiksi.



Kuva 1:
Amara View
-nenä-
suomaski



Kuva 2:
DreamWisp-
nenämaski



Kuva 3:
DreamWear
-nenä-
suomaski



Kuva 4:
Wisp- ja
Wisp Youth -
nenämaskit



Kuva 5:
3100 NC/SP
-hoitomaski

Kestokäyttöisten lääkinnällisten laitteiden jakelijoiden, jälleenmyyjien ja näitä maskeja määrävien lääkärin on ryhdyttävä seuraaviin toimiin, jotta vältetään potilaisiin kohdistuvat vaarat:

3.1. Tämä turvallisuusilmoitus sekä sen mukana toimitetut turvallisuusilmoituksen potilasversio ("Potilaalle tarkoitettu turvallisuusilmoitus") ja asiakirja, jonka otsikko on Usein kysytyt kysymykset päivitetystä vasta-aiheista ja vakavista

varoituksista – Philips Respironicsin magneetteja sisältävien maskien korjaus ("Usein kysytyt kysymykset") (kopioina) on toimitettava kaikille tätä tietoa tarvitseville henkilöille sekä organisaation sisällä että muissa organisaatioissa, joihin ilmoituksessa mainittuja laitteita on toimitettu.

- 3.2. Jos tässä ilmoituksessa mainittuja laitteita toimitetaan potilaille jatkuvaan hoitokäyttöön, kaikille niitä käyttäville potilaille on kopioitava ja toimitettava oheiset potilaalle tarkoitettu turvallisuusilmoitus ja Usein kysytyt kysymykset -asiakirja.* Jos mainittuja laitteita ei toimiteta potilaille jatkuvaan hoitokäyttöön, potilaille ei tarvitse tiedottaa asiasta. *HUOMAUTUS: Koska Philips Respironics myy näitä tuotteita kestäväkäyttöisten lääkinällisten laitteiden jakelijoiden, jälleenmyyjien ja määräävien lääkärin välityksellä, meillä ei välttämättä ole kaikkien potilaiden tavoittamiseen tarvittavia yhteystietoja.
- 3.3. **Täytä tämän ilmoituksen mukana toimitettu ammattilaisen vastauslomake** ja palauta se lomakkeen ohjeiden mukaisesti. Tällä lomakkeella vahvistat virallisesti vastaanottaneesi tämän turvallisuusilmoituksen ja toteuttaneesi tämän lääkinällisen laitteen korjaamiseen tarvittavat toimenpiteet.
- 3.4. Potilaiden on **LOPETETTAVA** tässä ilmoituksessa mainittujen maskien käyttäminen, jos implantti tai lääkinällinen laite on vasta-aihe maskin magneettien käytölle. Potilaiden on keskusteltava viipymättä lääkärinsä kanssa mahdollisuudesta vaihtaa hoitoon käytettävä maski toiseen. Siirry sillä välin käyttämään ei-magneettista maskia, jos sellainen on saatavilla, jotta hoito ei keskeydy. Kun potilas on saanut toisen maskin, magneetteja sisältävä maski on hävitettävä asianmukaisesti.
- 3.5. Jos potilaalla ja hänen kanssaan samassa taloudessaan asuvilla, hoitajilla ja vuodekumppaneilla, jotka voivat olla hänen lähellään, ei ole implantoituja lääkinällisiä laitteita tai metallisuruja silmässä, potilaaseen liittyviä toimenpiteitä ei tarvita.
- 3.6. Potilaat voivat kysyä lisätietoja ei-magneettisista maskivaihtoehtoista Philips Respironicsin asiakaspalvelusta. He voivat pyytää laitteen toimittajalta uutta maskia, joka ei sisällä magneettisia pääremmin kiinnikkeitä, tai pyytää ei-magneettisia pääremmin kiinnikkeitä.
- 3.7. Saman talouden jäsenten, hoitajien ja vuodekumppanien, joilla on lääkinällisiä implantteja/laitteita, on varmistettava, että maski on aina vähintään 15,24 cm:n (6 tuuman) päässä heidän lääkinällisistä implanteistaan/laitteistaan.
- 3.8. Mikäli kestäväkäyttöisten lääkinällisten laitteiden jakelijat, jälleenmyyjät ja laitteita määräävät lääkärin päätävät jatkaa magneetteja sisältävien maskien ja niiden lisävarusteiden jakelua potilaille, jakelussa on noudatettava turvallisuusilmoituksessa määritettyjä ehtoja. Lisäksi ostajalle on toimitettava kopio turvallisuusilmoituksesta ja siihen liittyvästä Usein kysytyt kysymykset -asiakirjasta (Usein kysytyt kysymykset päivitetystä vasta-aiheista ja vakavista varoituksista – Philips Respironicsin magneetteja sisältävien maskien korjaus).

4. Philips Respironicsin suunnittelemat korjaustoimet

Philips Respironics päivittää nykyiset Vasta-aihe- ja Vakava varoitus -tekstit tämän turvallisuusilmoituksen mukaisiksi.

5. **Jos haluat asiasta lisätietoja tai tukea, ota yhteys paikalliseen Philips Respironics -asiakaspalveluun.** Jos sinulla on yleisiä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteyttä sähköpostitse customer.support.nordic@philips.com.

Tästä turvallisuusilmoituspäivityksestä on ilmoitettu asiaankuuluville sääntelyvirastoille. Tuotteen käytössä ilmenneet haittavaikutukset ja laatuongelmat voi ilmoittaa Fimea. Philips Respironics pahoittelee ongelmasta mahdollisesti aiheutuva haittaa.

Ystävällisin terveisin

Thomas Fallon
Head of Quality, Philips Respironics.

Laitteet, joita tämä ongelma koskee – kuva 6:

Vähäkontaktinen Amara View -nenä-suomaski	
Osanro	Kuvaus
1090602	S Amara View -maski, pääremmi
1090603	M Amara View -maski, pääremmi
1090604	L Amara View -maski, pääremmi
1090622	S Amara View -maski, pääremmi, vain USA
1090623	M Amara View -maski, pääremmi, vain USA
1090624	L Amara View -maski, pääremmi, vain USA
1090641	XS Amara View -maski, pääremmi, JPN
1090642	S Amara View -maski, pääremmi, JPN
1090643	M Amara View -maski, pääremmi, JPN
1090644	L Amara View -maski, pääremmi, JPN
1090651	XS Amara View -maski SE, pääremmi, JPN
1090652	S Amara View -maski SE, pääremmi, JPN
1090653	M Amara View -maski SE, pääremmi, JPN
1090654	L Amara View -maski SE, pääremmi, JPN
1090662	S Amara View -maski, pääremmi, KV
1090663	M Amara View -maski, pääremmi, KV
1090664	L Amara View -maski, pääremmi, KV
1090670	Amara View -maski, pääremmi, sovituspakkaus
1090696	Amara View -pääremmi, varaosa, L
1090697	Amara View -pääremmi, varaosa, vakio
1135080	S AMARA VIEW -MASKI SE, PÄÄREMMI
1135081	M AMARA VIEW -MASKI SE, PÄÄREMMI
1135082	L AMARA VIEW -MASKI SE, PÄÄREMMI
1136626	Amara View -magneettikiinnike
1090670RTL	AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, SOVITUSPAKKAUS, VÄH.MYYNTI
1136626RTL	Amara View -nenä-suomaskin magneettikiinnikkeet
1127142	S AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, JPN
1127143	M AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, JPN
1127144	L AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, JPN
1127145	AMARA VIEW -PÄÄREMMI, VARAOSA, L
1127146	AMARA VIEW -PÄÄREMMI, VARAOSA, VAKIO
1127198	XS AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, JPN
1130677	L AMARA VIEW -MASKI SE, PÄÄREMMI, JPN
1130701	XS AMARA VIEW -MASKI SE, PÄÄREMMI, JPN
1130702	S AMARA VIEW -MASKI SE, PÄÄREMMI, JPN
1130728	M AMARA VIEW -MASKI SE, PÄÄREMMI, JPN
1141323	25 S Amara View, 1DS Pro
1141324	25 S Amara View, 1DS Auto
1141327	25 M Amara View, 1DS Pro
1141328	25 M Amara View, 1DS Auto
1141329	5 L Amara View, 1DS Pro
1141330	25 L Amara View, 1DS Auto
1141343	AMARA VIEW -MAGNEETTIKIINNIKE
1152184	Amara View -magneettikiinnike, väh.myynti
1152185	Amara View -pääremmi, vakio, varaosa - väh.myynti
1152186	Amara View -pääremmi, varaosa, L, väh.myynti
1152187	Amara View -maski, pääremmi, sovituspakkaus, väh.myynti
1152586	S-koon Amara View -maski, pääremmi (15)
1152587	L-koon Amara View -maski, pääremmi (15)
1152588	M Amara View -maski, pääremmi (15/pakk.)
1152593	Amara View -maski, pääremmi (15/pakk., 3 kooka)
1153261	AMARA VIEW -SOVITUSPAKKAUSPAKETTI
1090664VGR	L Amara View -maski, pääremmi, KV

Wisp- ja Wisp Youth -nenämaskit	
Osanro	Kuvaus
1094050	WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1094051	WISP-MASKI, KANGASRUNKO, MAGNEETTIKIINNIKEET, VAIN USA
1094053	WISP-MASKI, USA, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI
1094060	WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, KV
1094061	WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, KV
1094062	WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, KV SE
1094070	WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, JPN SE
1094071	P, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, JPN
1094072	S/M, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, JPN
1094073	L, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, JPN
1109298	WISP YOUTH -MASKI, KANGAS, MAGNEETTIKIINNIKEET, VAIN USA
1113954	XL, Wisp-maski, kangasrunko, pääremmi, JPN
1117119	MW, Wisp-maski, kangasrunko, pääremmi, JPN
1118060	P, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118061	S/M, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118062	L, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118063	XL, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118064	P, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118065	S/M, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118066	L, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118067	XL, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1120434	Pääremmin magneettinen Wisp/DreamWisp-kiinnike, varaosa
1137360	Wisp-laboratorionenämaski, kangasrunko, vain USA
1137361	Wisp-laboratorionenämaski, väritön runko, vain USA
1137366	S/M, Wisp-laboratoriomaski, kangasrunko, vain USA
1137367	L, Wisp-nenämaski, kangasrunko, vain USA
1137368	S/M, Wisp-nenämaski, väritön runko, vain USA
1137369	L, Wisp-nenämaski, väritön runko, vain USA
1137370	YHDISTELMÄPAKKAUS, WISP-LABORATORIOMASKI, VAIN USA
1138989	P, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, 1118060
1138991	L, WISP-MASKI, VÄRITÖN, PÄÄREMMI, VAIN USA, 1118062
1138992	XL, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, 1118063
1138993	P, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, 1118064
1138994	S/M, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, 1118065
1138995	L, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, 1118066
1138996	XL, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, 1118067
1139009	S/M, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, 1118061
1094051RTL	WISP-MASKI, KANGASRUNKO, MAGNEETTIKIINNIKEET, VAIN USA, VÄH.MYYNTI
1148366	DreamWisp/Wisp-magneettikiinnikkeet, väh.myynti
1094052	WISP-MASKI, USA, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI
1110409	P, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, JPN
1110410	S/M, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, JPN
1110411	L, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, JPN
1113707	WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, JPN SE
1116388	XL, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, JPN
1118712	MW, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, JPN
1126875	ALOITUSPAKKAUS, WISP, DREAMSTATION
1128191	PÄÄREMMIN WISP-MAGNEETTIKIINNIKEET, VARAOSA
1133994	LASTEN WISP-PEHMUSTE, SCS, VARAOSA
1138460	S/M L, kangas, yhdistelmäpakkaus, Wisp-laboratoriomaski, vain USA
1141332	25 WISP, VÄRITÖN RUNKO, 1DS AUTO
1141333	25 WISP, KANGASRUNKO, 1DS PRO
1141334	25 WISP, KANGASRUNKO, 1DS AUTO

1090696RTL	Amara View -pääremmi, L, varaosa, väh.myynti
1090697RTL	Amara View -pääremmi, vakio, varaosa, väh.myynti
CO_1090662	S AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, KV
CO_1090663	M AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, KV
CO_1090664	L AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, KV
CO_1090696	AMARA VIEW -PÄÄREMMI, L, VARAOSA
CO_1090697	AMARA VIEW -PÄÄREMMI, VARAOSA, VAKIO
D1090602	AMARA VIEW -ESITTELYMASKI, S-KOKO
D1090603	AMARA VIEW -ESITTELYMASKI, M-KOKO
D1090604	AMARA VIEW -ESITTELYMASKI, L-KOKO
D1090670	AMARA VIEW -ESITTELYSOVITUSPAKKAUS, LOPETETTU
ES1090662	Amara View -maski
ES1090663	Amara View -maski
ES1090664	Amara View -maski
ES1094060	Amara View -maski
ES1094061	Amara View -maski
ES1094062	Amara View -maski
HO_989804313041	M AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, KV
HO_989804313042	L AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, KV
HO_989805657711	M AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI
HO_989805657721	L AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI
HO_989805659841	M AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, KV
HO_989805659851	L AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, KV
HO_989805660171	S AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, KV
HO_989805665581	AMARA VIEW -PÄÄREMMI, VARAOSA, L
HO_989805665591	AMARA VIEW -PÄÄREMMI, VARAOSA, VAKIO
HO_989805666751	AMARA VIEW -MAGNEETTIKIINNIKE
H1_300002222171	S AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI
VIP1090622	S Amara View -maski, pääremmi, vain USA
VIP1090623	M Amara View -maski, pääremmi, vain USA
VIP1090624	L AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, VAIN USA
VIP1090696	Amara View -pääremmi, varaosa, L
VIP1090697	Amara View -pääremmi, varaosa, vakio

DreamWear-nenä-suomaski	
Osanro	Kuvaus
1133344	S, DreamWear UTN -nenä-/nenä-suomaski, yhdistelmäpakkaus
1133345	M, DreamWear UTN -nenä-/nenä-suomaski, yhdistelmäpakkaus
1133370	S, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KV
1133371	M, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KV
1133372	L, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KV
1133373	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KV
1133375	S, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, GBL
1133376	M, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, GBL
1133377	L, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, GBL

1152169	Wisp-maski, väritön runko, pääremmi, väh.myynti
1152170	Wisp-maski, kangasrunko, pääremmi, väh.myynti
1152520	WISP-MASKI, KANGASRUNKO (15/PAKK.)
1120434RTL	Pääremmin Wisp-/DreamWisp-magneettikiinnike, varaosa - väh.myynti
D1094060	WISP-ESITTELYMASKI, VÄRITÖN RUNKO
D1094061	WISP-ESITTELYMASKI, KANGASRUNKO
HO_989804312631	WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, KV
HO_989805660151	PÄÄREMMIN MAGNEETTINEN WISP/DREAMWISP-KIINNIKE, VARAOSA
HO_989805665651	WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, KV
HO_989805665661	WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, KV
HO_989805668541	WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, KV SE
H1_300000777771	PÄÄREMMIN WISP-MAGNEETTIKIINNIKE, S/A
H1_300000777781	MAGNEETTINEN WISP-RUNKOLIITIN, S/A
H1_300000981001	WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, MAGNEETTIKIINNIKKEET, VAIN USA
H1_300000981041	WISP-MASKI, KANGASRUNKO, MAGNEETTIKIINNIKKEET, VAIN USA
H1_300001019551	WISP YOUTH -MASKI, MAGNEETTIKIINNIKKEET, VAIN USA
H1_300002222231	L, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
H1_300002222251	XL, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
VIP1109298	WISP YOUTH -MASKI, KANGAS, MAGNEETTIKIINNIKKEET, VAIN USA
VIP1137360	Wisp-laboratorionenämämaski, kangasrunko, vain USA
VIP1137361	Wisp-laboratorionenämämaski, väritön runko, vain USA
VIP1137370	Yhdistelmäpakkaus, Wisp-laboratoriomaski, vain USA
VIP1138460	S/M L, KANGAS, YHDISTELMÄPAKKAUS, WISP-LABORATORIOMASKI, VAIN USA

Nenäpehmusteella varustettu DreamWisp-nenämaski	
Osanro	Kuvaus
1137916	Sovituspakkaus, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, GBL
1137918	Sovituspakkaus, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, ei pääremmiä, GBL
1137921	Sovituspakkaus, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, KV
1137922	P, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, ei pääremmiä, GBL
1137923	S, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, ei pääremmiä, GBL
1137924	M, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, ei pääremmiä, GBL
1137925	L, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, ei pääremmiä, GBL
1137926	XL, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, ei pääremmiä, GBL
1137927	P, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, GBL
1137928	S, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, GBL
1137929	M, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, GBL
1137930	L, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, GBL
1137931	L, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, GBL
1137932	P, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, GBL
1137933	S, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, GBL
1137934	M, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, GBL
1137935	L, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, GBL
1137936	XL, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, GBL
1137937	P, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV

1133378	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, GBL
1133380	S, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi, GBL
1133381	M, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi, GBL
1133382	L, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi, GBL
1133383	MW, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi, GBL
1133385	S, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, pääremmi, GBL
1133386	M, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, pääremmi, GBL
1133387	L, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, pääremmi, GBL
1133388	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, pääremmi, GBL
1133390	S, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, pääremmi, GBL
1133391	M, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, pääremmi, GBL
1133392	L, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, pääremmi, GBL
1133393	MW, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, pääremmi, GBL
1133395	DreamWear-nenä-suomaski, esittelypakkaus
1133400	Sovituspakkaus, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, GBL
1133401	DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133405	S, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133406	M, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133407	L, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133408	MW, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133410	S, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133411	M, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133412	L, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133413	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133415	S, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133416	M, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133417	L, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133418	MW, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133423	S/M, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, pääremmi, JPN
1133424	S/M, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi, JPN
1133425	S/M, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, pääremmi, JPN
1133427	W, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi, JPN
1133430	S, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa
1133431	M, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa
1133432	L, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa
1133433	MW, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa
1133434	SW, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa

1137938	S, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
1137939	M, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
1137940	L, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
1137941	XL, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
1137942	P, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, KV
1137943	S, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, KV
1137944	M, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, KV
1137945	L, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, KV
1137946	XL, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, KV
1137947	P, DreamWisp-nenämaski, S-, M-, L-koon liittimet, pääremmi, JPN
1137948	S, DreamWisp-nenämaski, S-, M-, L-koon liittimet, pääremmi, JPN
1137949	M, DreamWisp-nenämaski, S-, M-, L-koon liittimet, pääremmi, JPN
1137950	L, DreamWisp-nenämaski, S-, M-, L-koon liittimet, pääremmi, JPN
1137951	XL, DreamWisp-nenämaski, S-, M-, L-koon liittimet, pääremmi, JPN
1137953	LABPK DreamWisp, LIITTIMET S/M/L, PEHMUSTE, PÄÄREMMI
1137954	P/XL LABPK DreamWisp, LABORATORIOPAKKAUS, S/L-liitin
1137955	DreamWisp, laboratoriopakkaus, yhdistelmä
1137964	DreamWisp-PÄÄREMMI, varaosa
1137965	DreamWisp, L-KOON PÄÄREMMI, varaosa
1137966	DreamWisp, RS-PÄÄREMMI, varaosa
1139332	P, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, KR
1139333	S, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, KR
1139334	M, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, KR
1139335	L, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, KR
1139336	XL, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, KR
1144344	DreamWisp, RS-PÄÄREMMI, laboratorio, varaosa
1144345	DreamWisp, L-KOON PÄÄREMMI, laboratorio, varaosa
1144346	DreamWisp-PÄÄREMMI, laboratorio, varaosa
1144502	Sovituspakkaus, DreamWisp, USA
1148409	DreamWisp-pääremmi, (RS) - väh.myynti
1148410	DreamWisp-PÄÄREMMI, varaosa - väh.myynti
1148411	DreamWisp, L-KOON PÄÄREMMI, varaosa - väh.myynti
1148913	P, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, CN
1148914	S, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, CN
1148915	M, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, CN
1148916	L, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, CN
1148917	XL, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, CN

1133435	S, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa, JPN
1133436	M, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa, JPN
1133438	W, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa, JPN
1133450	DreamWear-nenä-suomaskin pääremmi, varaosa
1133454	Pääremmin magneettiliitin, varaosa
1135275	S, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, CHN
1135276	M, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, CHN
1135277	SW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, CHN
1135278	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, CHN
1135327	S, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KR
1135388	M, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KR
1135389	SW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KR
1135390	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KR
1137430	Sovituspakkaus, DreamWear-nenä-suomaski, laboratorio, M-koon runko, vain USA
1137431	Monipakkaus, DreamWear-nenä-suomaski, laboratorio, vain USA
1137437	S, DreamWear-nenä-suomaski, laboratorio, M-koon runko, vain USA
1137438	S, DreamWear-nenä-suomaski, laboratorio, S-koon runko, vain USA
1137439	M, DreamWear-nenä-suomaski, laboratorio, M-koon runko, vain USA
1137440	YHDISTELMÄPAKKAUS, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, LABORATORIO
1140235	S, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi, USA
1143130	Sovituspakkaus, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, USA
1144347	DreamWear-nenä-suomaskin pääremmi, laboratorio, varaosa
1146593	S, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa - väh.myynti
1146594	M, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa - väh.myynti
1146595	L, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa - väh.myynti
1146596	MW, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa - väh.myynti
1146597	DreamWear-nenä-suomaskin pääremmi, varaosa - väh.myynti
1148363	DreamWear-nenä-suomaskin magneettikiinnike, väh.myynti
1133375RTL	DreamWear-nenä-suomaskipakkaus, S-koon pehmuste
1133376RTL	DreamWear-nenä-suomaskipakkaus, M-koon pehmuste
1133377RTL	DreamWear-nenä-suomaskipakkaus, L-koon pehmuste
1133378RTL	DreamWear-nenä-suomaskipakkaus, M-koko, leveä
1133430RTL	S, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKIN PEHMUSTE, varaosa - väh.myynti
1133431RTL	M, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKIN PEHMUSTE, varaosa - väh.myynti
1133432RTL	Philips Respironicsin DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste
1133433RTL	Philips Respironicsin DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste
1137470	Alustapakkaus, DreamWear-laboratoriomaski

1137942AP	P, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, AP
1137942CE	P, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, CE
1137942RC	P, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, RC
1137943AP	S, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, AP
1137943CE	S, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, CE
1137943RC	S, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, RC
1137944AP	M, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, AP
1137944CE	M, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, CE
1137944RC	M, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, RC
1137945AP	L, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, AP
1137945CE	L, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, CE
1137945RC	L, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, RC
1137946AP	XL, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, AP
1137946CE	XL, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, CE
1137946RC	XL, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, RC
1137916RTL	SOVITUSPAKKAUS, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, VÄH.MYYNTI
1141756	DREAMWISP-PÄÄREMMI, VARAOSA
1141757	DREAMWISP, L-KOON PÄÄREMMI, VARAOSA
1141808	DREAMWISP, RS-PÄÄREMMI, VARAOSA
1152157	DreamWisp-nenämaski, P, M-koon liitin, pääremmi, väh.myynti
1152158	DreamWisp-nenämaski, XL, M-koon liitin, pääremmi, väh.myynti
1152159	DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, sovituspakkaus, väh.myynti
1152551	DreamWisp-nenämaski, sovituspakkaus (15/pakk.)
1137964RTL	DreamWisp-PÄÄREMMI, varaosa - väh.myynti
1137965RTL	DreamWisp, L-KOON PÄÄREMMI, varaosa - väh.myynti
1137966RTL	DreamWisp, RS-PÄÄREMMI, varaosa - väh.myynti
CE1137942	P, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN,
CE1137943	S, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN,
CE1137944	M, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN,
CE1137945	L, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN,
CE1137946	XL, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN,
DWMT2018	Sovituspakkaus, DreamWisp, yhden potilaan käyttöön
HO_989805659901	SOVITUSPAKKAUS, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, GBL
HO_989805659911	SOVITUSPAKKAUS, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
HO_989805659971	P, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
HO_989805659981	S, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
HO_989805659991	M, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV

1141326	25 S DreamWear -nenä-suomaski, 1DS Auto
1141351	25 S DreamWear -nenä-suomaski, 1DS Pro
1141352	25 M DreamWear -nenä-suomaski, 1DS Pro
1141353	25 M DreamWear -nenä-suomaski, 1DS Auto
1141355	25 L DreamWear -nenä-suomaski, 1DS Auto
1144112	S DreamWear, nenän alle asetettava nenätyyny, M-koon runko ja S-koon nenä-suomaskin pehmuste
1144113	M DreamWear, nenän alle asetettava nenätyyny, M-koon runko ja M-koon nenä-suomaskin pehmuste
1144114	L DreamWear, nenän alle asetettava nenätyyny, M-koon runko ja L-koon nenä-suomaskin pehmuste
1152148	DreamWear-nenä-suomaski, S, pääremmi, S–M-koon runko, väh.myynti
1152149	DreamWear-nenä-suomaski, M, pääremmi, S–M-koon runko, väh.myynti
1152150	DreamWear-nenä-suomaski, L, pääremmi, S–M-koon runko, väh.myynti
1152151	DreamWear-nenä-suomaski, MW, pääremmi, S–M-koon runko, väh.myynti
1152152	DreamWear-nenä-suomaski, pääremmi, sovituspakkaus, M-koon runko, väh.myynti
1152153	DreamWear-nenä-suomaski, S, ei pääremmiä, M-koon runko, väh.myynti
1152154	DreamWear-nenä-suomaski, M, ei pääremmiä, M-koon runko, väh.myynti
1152155	DreamWear-nenä-suomaski, L, ei pääremmiä, M-koon runko, väh.myynti
1152156	DreamWear-nenä-suomaski, S, ei pääremmiä, S-koon runko, väh.myynti
1152589	S, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, 15/pakk.
1152590	M, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot (15/pakk.)
1152591	L, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot (15/pakk.)
1152592	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot (15/pakk.)
1152594	DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, 15/pakk.
1133370UA	S, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, Ukraina
1133371UA	M, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, Ukraina
1133372UA	L, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, UK
1133373UA	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, UK
1133450RTL	DreamWear-nenä-suomaskin pääremmi, varaosa - väh.myynti
C0_1133395	HH1133/00 DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, ESITTELYPAKKAUS
C0_1133400	HH1141/00, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, SOVITUSPAKKAUS (1
D1133375	DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI ESITTELYÄ VARTEN, S-KOKO (S- JA M-KOON RUNGOT
D1133376	DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI ESITTELYÄ VARTEN, M-KOKO (S- JA M-KOON RUNGOT
D1133377	DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI ESITTELYÄ VARTEN, L-KOKO (S- JA M-KOON RUNGOT
D1133378	DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI ESITTELYÄ VARTEN, M-KOKO, LEVEÄ (S- JA M-KOON
D1133395	DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI ESITTELYÄ VARTEN, ESITTELYPAKKAUS (S, M
HO_989804316972	M, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S- JA M-KOON RUNGOT, KV
HO_989805662851	SOVITUSPAKKAUS, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, LABORATORIO, M-KOON RUNKO, VAIN USA

HO_989805660001	L, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
HO_989805660011	XL, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
HO_989805660111	DREAMWISP-PÄÄREMMI, VARAOSA
HO_989805660121	DREAMWISP, L-KOON PÄÄREMMI, VARAOSA
HO_989805660131	DREAMWISP, RS-PÄÄREMMI, VARAOSA
HO_989805662861	LABPK DREAMWISP, LIITTIMET S/M/L, PEHMUSTE, PÄÄREMMI
H1_300004357261	DWISP CLIFF -NENÄMASKI, # RUNKO
H1_300004498891	1137916-SOVITUSPAKKAUS, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN JA
H1_300004498971	1137923-S, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, EI PÄÄREMMIÄ
H1_300004500681	1137924-SOVITUSPAKKAUS, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, EI PÄÄREMMIÄ
H1_300004500691	1137925-L, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, EI PÄÄREMMIÄ
H1_300004500771	1137934-M, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI
H1_300004500791	1137935-L, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI
H1_300004500921	1137946-XL, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI
S4_884335000150	HH1143/00 DREAMWISP, P, M-KOON LIITIN, GBL (11
VIP1137953	LABPK DreamWisp, LIITTIMET S/M/L, PEHMUSTE, PÄÄREMMI
VIP1137954	P/XL LABPK DreamWisp, LABORATORIOPAKKAUS, S/L-liitin
VIP1137955	DreamWisp, laboratorionpakkaus, yhdistelmä
VIP1137964	DreamWisp-PÄÄREMMI, varaosa
VIP1137965	DreamWisp, L-KOON PÄÄREMMI, varaosa
VIP1137966	DreamWisp, RS-PÄÄREMMI, varaosa
S4_884316300010	HH1037/00, NENÄMASKI, SOVITUSPAKKAUS, VÄHÄINEN KOSKETUS

3100 NC/SP -hoitomaski	
Osanro	Kuvaus
1144608	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, GBL
1144610	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, GBL
1145038	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, KV
1145039	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, CE
1145040	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, RC
1145041	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, AP
1145044	XS, 3100 NC -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145045	S, 3100 NC -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145046	M, 3100 NC -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145047	L, 3100 NC -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145048	MW, 3100 NC -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL

HO_989805666601	S, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S- JA M-KOON RUNGOT, GBL
HO_989805666611	M, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S- JA M-KOON RUNGOT, GBL
HO_989805666621	L, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S- JA M-KOON RUNGOT, GBL
HO_989805666631	MW, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S- JA M-KOON RUNGOT, GBL
HO_989805666651	S, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKIN PEHMUSTE, VARAOSA
HO_989805666661	M, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKIN PEHMUSTE, VARAOSA
HO_989805666671	L, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKIN PEHMUSTE, VARAOSA
HO_989805666681	MW, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKIN PEHMUSTE, VARAOSA
HO_989805666691	DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKIN PÄÄREMMI, VARAOSA
HO_989805667541	SOVITUSPAKKAUS, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, M-KOON RUNKO, GBL
HO_989805668691	S, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S- JA M-KOON RUNGOT, KV
HO_989805668701	M, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S- JA M-KOON RUNGOT, KV
HO_989805668711	L, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S- JA M-KOON RUNGOT, KV
HO_989805668721	MW, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S- JA M-KOON RUNGOT, KV
H1_300003448521	DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKIN PEHMUSTE, MAGNEETIKUPPI
S4_884302200540	HH1141/00 DREAMWEAR FFF (1133400)
S4_884303900010	HH1133/00 DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, ESITTELYPAKKAUS
S4_884329101010	HH1126/01, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S M C
S4_884329102010	HH1126/02, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S M C
S4_884329103010	HH1126/03, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S M C
S4_884329104010	HH1126/04, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, S M C
S4_884329201010	HH1128/01, PEHMUSTE, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI
S4_884329202010	HH1128/02, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, PEHMUSTE
S4_884329203010	HH1128/03, PEHMUSTE, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI L
S4_884329300010	HH1131/00, PÄÄREMMI, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI
VIP1133430	S, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa
VIP1133431	M, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa
VIP1133432	L, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKIN PEHMUSTE, VARAOSA
VIP1133433	MW, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa
VIP1133450	DreamWear-nenä-suomaskin pääremmi, varaosa
VIP1137430	Sovituspakkaus, DreamWear-nenä-suomaski, laboratorio, M-koon runko, vain USA
VIP1137431	Monipakkaus, DreamWear-nenä-suomaski, laboratorio, vain USA
VIP1137440	YHDISTELMÄPAKKAUS, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, LABORATORIO
S4_884331701010	HH1127/01, NENÄ-SUUMASKI, DW, S- JA M-KOON RUNGOT, M-KOON PEHMUSTE
S4_884331702010	HH1127/02, NENÄ-SUUMASKI, DW, S-KOON RUNKO, M-KOON PEHMUSTE
S4_884331703010	HH1127/03, NENÄ-SUUMASKI, DW, S-KOON RUNKO, L-KOON PEHMUSTE
S4_884331704010	HH1127/04, NENÄ-SUUMASKI, DW, S-KOON RUNKO, MW-KOON PEHMUSTE

1145049	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, KV
1145050	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, CE
1145051	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, RC
1145052	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, AP
1145055	XS, 3100 SP -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145056	S, 3100 SP -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145057	M, 3100 SP -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145058	L, 3100 SP -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145059	MW, 3100 SP -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145060	3100 NC-SP -hoitomaski, esittelypakkaus, GBL
1145061	3100 NC -hoitomaski, laboratorion sovituspakkaus, yksittäinen
1145062	3100 SP -hoitomaski, laboratorion sovituspakkaus, yksittäinen
1145063	3100 NC-SP -hoitomaski, laboratorion yhdistelmäpakkaus, GBL
1145064	XS, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145065	S, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145066	M, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145067	L, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145068	MW, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145069	XS, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145070	S, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145071	M, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145072	L, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145073	MW, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145074	3100 NC-SP -hoitomaski, runko, varaosa
1145459	XS, 3100 NC -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145460	S, 3100 NC -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145461	M, 3100 NC -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145462	MW, 3100 NC -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145463	L, 3100 NC -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145464	XS, 3100 SP -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145465	S, 3100 SP -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145466	M, 3100 SP -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145467	MW, 3100 SP -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145478	L, 3100 SP -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145916	3100 NC -hoitomaski, laboratorion sovituspakkaus, GBL
1145917	3100 SP -hoitomaski, laboratorion sovituspakkaus, GBL
1145042	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, CN
1145043	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, JPN

1145053	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, CN
1145054	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, JPN
1148383	XS, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa - väh.myynti
1148384	S, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa - väh.myynti
1148385	M, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa - väh.myynti
1148386	L, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa - väh.myynti
1148387	MW, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa - väh.myynti
1148418	XS, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa - väh.myynti
1148419, 1148420	S ja M, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa - väh.myynti
1148422	L, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa - väh.myynti
1148425	MW, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa - väh.myynti
1148429	3100 NC-SP -hoitomaski, runko, varaosa - väh.myynti
1149794, 1149795	3100 NC-SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi, KR
VIP1145063	3100 NC-SP -hoitomaski, laboratorion yhdistelmäpakkaus, GBL
VIP1145064	XS, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
VIP1145065	S, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
VIP1145066	M, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
VIP1145067	L, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
VIP1145068	MW, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
VIP1145069	XS, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
VIP1145070	S, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
VIP1145071	M, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
VIP1145072	L, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
VIP1145073	MW, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
VIP1145916	3100 NC -hoitomaski, laboratorion sovituspakkaus, GBL
VIP1145917	3100 SP -hoitomaski, laboratorion sovituspakkaus, GBL
1144609	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, ei pääremmiä, GBL
1144611	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, ei pääremmiä, GBL
1133454RTL	Pääremmin magneettikiinnike, varaosa - väh.myynti

KIIREELLINEN turvallisuusilmoitus laitteen käyttäjille – AMMATTILAISEN VASTAUSLOMAKE**Viite: 2022-CC-SCR-001**

Ohjeet: Täytä tämän lomakkeen kaikki sivut ja palauta lomake 30 päivän kuluessa Philips Respironics yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen Post_Mkt_Nordic@philips.com.

Asiakkaan nimi: _____

Katuosoite: _____

Kaupunki/postinumero/maa: _____

Vahvistamme, että

1. olemme vastaanottaneet ja ymmärtäneet oheisen monikäyttöisten lääkinnällisten tarvikkeiden jakelijoille / jälleenmyyjille / määrääville lääkäreille tarkoitetun turvallisuusilmoituksen. Vahvistamme myös, että ilmoitus on toimitettu kaikille sitä tarvitseville henkilöille sekä omassa organisaatiossamme että muissa organisaatioissa, joihin ilmoituksessa mainittuja laitteita on toimitettu.
2. olemme vastaanottaneet turvallisuusilmoituksen potilasversion ja Usein kysytyt kysymykset -asiakirjan. Vahvistamme myös, että olemme noudattaneet jompaakumpaa seuraavista vaihtoehdoista:
 - A. Toimitamme ilmoituksessa mainittuja laitteita potilaille jatkuvaan hoitokäyttöön, joten olemme toimittaneet turvallisuusilmoituksen ja Usein kysytyt kysymykset -asiakirjan kaikille kyseisiä laitteita käyttäville potilaille.
 - B. Emme toimita ilmoituksessa mainittuja laitteita potilaille jatkuvaan hoitokäyttöön, joten ilmoittaminen potilaille ei ole tarpeen.

Lomakkeen täyttäjän nimi:

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

Ammattinimike: _____

Puhelinnumero: _____

Sähköpostiosoite: _____

Päivämäärä (PP/KK/VVVV): _____